




AS 260 Intraoralscanner

Digitale Abformung auf höchstem Niveau



Sie sind auf der Suche nach einer innovativen Lösung für die digitale Abformung, die Ihre Ansprüche an Qualität und Funktionalität kompromisslos erfüllt? Dann ist der neue AS 260 wie gemacht für Sie. Mit seinem funktionellen Design, der praktischen Handhabung und der effektiven Arbeitsweise ist er der perfekte Intraoralscanner für Neueinsteiger und Profis.

Die Vorteile auf einen Blick

- schlankes, ergonomisches Design für angenehmes Handling
- Größe Handstück: 175 x 49 x 39 mm, Gewicht: 175 g
- Tiefenschärfe: 18 mm
- Genauigkeit: 20 µm beim Scannen des gesamten Zahnbogens
- super-schnell: Kieferscan innerhalb 1 Minute
- Duo-Scan-Schaltflächen (zwei Scan-Tasten auf Vorder- und Rückseite)
- Touchscreen-Unterstützung
- intuitiv und einfach bedienbare Scan-Software, die den Anwender führt
- Gegensteuerung (Bewegungssensor für einfaches Skalieren, Schwenken, Drehen)
- kalibrierungsfrei (bei fachgerechter Nutzung), schockresistent (Anti-Schock-Sensor)
- einfacher Datenexport, Übertragung via austauschbarem USB-Kabel
- Anbindungsmöglichkeiten an alle offenen CAD/CAM-Systeme möglich
- verbesserte Datenintegrität
- autoklavierbare Spitzen in zwei Größen (4 Min. bei 134°C, bis zu 60-mal)
- keine versteckten Scan- oder Lizenzgebühren



Weitere Informationen

Mindest-Systemvoraussetzungen:

Prozessor:	Desktop: 10. Gen. Intel® Core™ i5-10600, AMD Ryzen™ 5 3600 Laptop: 11. Gen. Intel® Core™ i5-11400H, AMD Ryzen™ 7 5700U
Speicher:	16 GB
Grafikkarte*:	Desktop: NVIDIA® GeForce® GTX 1660 Ti 6GB Laptop: NVIDIA® GeForce GTX 2060 6GB
Festplatte:	512 GB SSD
Betriebssystem:	Win 10 (build 18362+) / Win 11, 64 bit

Empfohlene Systemvoraussetzungen:

Prozessor:	Desktop: 10. Generation Intel® Core™ i7-10700, AMD Ryzen™ 7 3700X Laptop: 11. Generation Intel® Core™ i7-11800H, AMD Ryzen™ 7 5800H
Speicher:	32 GB
Grafikkarte*:	Desktop: NVIDIA® GeForce® RTX 2060 Super 8GB Laptop: NVIDIA® GeForce® RTX 2070 Super 8GB
Festplatte:	1 TB SSD
Betriebssystem:	Win 10 (build 18362+) / Win 11, 64 bit

Beschreibung	VPE	Art.-Nr.
Intraoralscanner AS260	1	F1AS260

* NVIDIA®-Grafikkarten werden in vollem Umfang unterstützt, während bei Karten anderer Hersteller bestimmte erweiterte Funktionen fehlen können.

