



Oscident Strips 2.0

Zur interproximalen Schmelzreduktion (IPR) – **sterilisierbar**

Für die Platzgewinnung im Zahnbogen steht mit den Oscident Strips 2.0 ein System zur Verfügung, welches den kompletten Workflow einer interproximalen Schmelzreduktion abdeckt. Vom Eröffnen des Kontaktpunktes, der Schmelzreduktion mit aufsteigender Abrasion bis hin zur abschließenden Politur ist dank übersichtlicher Farbcodierung stets der passende Strip zur Hand. Die Streifen sind beidseitig diamantiert und sterilisierbar.



Die Vorteile auf einen Blick

- beidseitig diamantiert, aus medizinischem Stahl, autoklavierbar/sterilisierbar
- farbcodiertes System für einen vollständigen Workflow:
Kontaktpunkteröffnung - Schmelzreduktion - Politur
- als Set (mit/ohne Sterilisationstray) oder Einzelstrip (VPE 2 oder 5) erhältlich



Weitere Informationen

Einzelstrips

Artikel	Farbe		Blattstärke	Körnung	VPE	Art.-Nr.
Opener 2.0	orange		0,10 mm	8 µm	2	DL721115/2
					5	DL721115/5
Strip 2.0	rot		0,20 mm	40 µm	2	DL721040/2
					5	DL721040/5
Strip 2.0	braun		0,30 mm	60 µm	2	DL721060/2
					5	DL721060/5
Strip 2.0	blau		0,40 mm	80 µm	2	DL721080/2
					5	DL721080/5
Polierer 2.0	gelb		0,10 mm	15 µm	2	DL721015/2
					5	DL721015/5



Sets

Artikel	VPE	Art.-Nr.
Oscident Strips 2.0 Set, Inhalt: 5 Strips: 8, 40, 60, 80, 15 µm	1	DL721005
Oscident Strips 2.0 Set, Inhalt: 5 Strips: 8, 40, 60, 80, 15 µm + Sterilisationstray	1	DL721005/5



Zubehör

Artikel	VPE	Art.-Nr.
Sterilisationstray für Oscident Strips 2.0 (ohne Strips)	1	DL721530
Edelstahlhalter zweiseitig (gerade und 45° abgewinkelt)	1	DL721501
Messlehren-Set (0,1–0,5 mm, Messbereich 0,1–1,5 mm)	1	DL721502

