



CS[®]5 Bondable System

Zur Klasse II- bzw. III-Korrektur im Rahmen der Alignerbehandlung

Seit Jahren stellt die CS[®]5 Apparatur von DynaFlex aufgrund ihrer klinischen Effektivität und einfachen Handhabung eine bewährte wie beliebte Lösung für die Korrektur von Klasse II- bzw. III-Malokklusionen während der Multibrackettherapie dar. Mit CS[®]5 Bondable ist nun eine weitere Gerätevariante verfügbar, welche speziell für die Kombination mit Alignern entwickelt wurde. Dabei wird die Feder mittels direkt auf die Zähne klebbarer Pivots platziert und wie gewohnt mit Schrauben fixiert. Eine sanfte, aber dennoch effektive Federkraft von nur 150 g ermöglicht eine bemerkenswert präzise Klasse II- bzw. III-Korrektur bei beeindruckend hohem Tragekomfort.

Die Vorteile auf einen Blick

- perfekt mit Alignerschienen kombinierbar
- innovative, direkt klebbare Pivots für besten Halt am Zahn
- Klebebasis optimal an die Cut-outs der Alignerschienen angepasst
- Zugfeder mittels Schrauben einfach und verlässlich fixierbar
- spezieller magnetischer Inbusschlüssel mit aufschiebbarem Magneten hält die Schraube beim Fixieren sicher fest
- maximaler Tragekomfort durch Low-Profile-Design des Pivots sowie stark abgerundeten Fixierschraubenkopf
- konstant geringe Federkraft (150 g) für sanfte, effektive Klasse II-/III-Korrekturen mit vorhersagbaren Ergebnissen
- erhältlich als Komplett-Set für 5 Patientenfälle mit wählbarer Federlänge (7 mm oder 10 mm)



Inhalt 5-Patienten-Kit

- 10 Federn (7 mm oder 10 mm), Zugkraft 150 g
- 20 klebbare Pivots
- 20 Fixierschrauben
- 1 magnetischer Inbusschlüssel
- 1 aufschiebbarer Magnet

Beschreibung	Art.-Nr.
Kit mit 7 mm-Federn	DL508005
Kit mit 10 mm-Federn	DL508006

