



# FLI® Clear M



Saphirbracket



Ästhetik und Leistung in Perfektion bieten diese monokristallinen Brackets. Sie weisen eine außergewöhnliche Reinheit auf, wodurch sie kaum wahrnehmbar im Mund erscheinen. Zudem verfügen die Brackets über eine herausragende integrale Festigkeit, weshalb sie eine hervorragende Alternative zu herkömmlichen Metallbrackets darstellen, ohne dabei Kompromisse in ihrer Leistungsfähigkeit zu zeigen. FLI Clear® M Brackets sind mit Aluminiumoxidpulver-beschichteten Klebebasen ausgestattet. Diese sorgen nicht nur für eine starke mechanische Haftkraft, sondern ermöglichen darüber hinaus ein sicheres, vorhersagbares Debonding.

## Die Vorteile auf einen Blick

- entfernbare Farbcodierung für eine einfache, akkurate Bracketauswahl
- transluzenter Körper für eine ästhetisch ansprechende Optik
- außergewöhnliche Festigkeit dank des reinen monokristallinen Saphirmaterials
- glatte Kanten – designt für einen überragenden Patientenkomfort
- mit Aluminiumoxidpartikeln imprägnierte, anatomisch geformte Klebebasis für eine sichere und zuverlässige mechanische Adhäsion



## Weitere Informationen

### Oberkiefer Roth .018"

Zahn	Torque	Angulation	Offset	rechts ohne Haken	rechts mit Haken	links ohne Haken	links mit Haken
Zentral	11°	5°	0°	(11) Q27200	-	(21) Q27201	-
Lateral	8°	9°	0°	(12) Q27202	-	(22) Q27203	-
Eckzahn	-2°	8°	0°	(13) -	Q27204	(23) -	Q27205
1./2. Prämolare	-7°	0°	0°	(14) Q27206 (15)	Q27208	(24) Q27207 (25)	Q27209

VPE 5

### Unterkiefer Roth .018"

Zahn	Torque	Angulation	Offset	rechts ohne Haken	rechts mit Haken	links ohne Haken	links mit Haken
Zentral/ Lateral	0°	0°	0°	(41) Q27210 (42)	-	(31) Q27210 (32)	-
Eckzahn	-11°	7°	0°	(43) -	Q27211	(33) -	Q27212
1. Prämolare	-17°	0°	0°	(44) Q27213	Q27215	(34) Q27214	Q27216
2. Prämolare	-22°	0°	0°	(45) Q27217	Q27219	(35) Q27218	Q27220



**Oberkiefer Roth .022"**

Zahn	Torque	Angulation	Offset
Zentral	11°	5°	0°
Lateral	8°	9°	0°
Eckzahn	-2°	8°	0°
1./2. Prämolare	-7°	0°	0°

	rechts ohne Haken	rechts mit Haken		links ohne Haken	links mit Haken
(11)	Q27300	-	(21)	Q27301	-
(12)	Q27302	-	(22)	Q27303	-
(13)	-	Q27304	(23)	-	Q27305
(14)	Q27306	Q27308	(24)	Q27307	Q27309
(15)			(25)		

VPE 5

**Unterkiefer Roth .022"**

Zahn	Torque	Angulation	Offset
Zentral/ Lateral	0°	0°	0°
Eckzahn	-11°	7°	0°
1. Prämolare	-17°	0°	0°
2. Prämolare	-22°	0°	0°

	rechts ohne Haken	rechts mit Haken		links ohne Haken	links mit Haken
(41)	Q27310	-	(31)	Q27310	-
(42)			(32)		
(43)	-	Q27311	(33)	-	Q27312
(44)	Q27313	Q27315	(34)	Q27314	Q27316
(45)	Q27317	Q27319	(35)	Q27318	Q27320



**1 Fall 5-5 OK/UK**

Beschreibung	VPE	Roth .018"	Roth .022"
3er mit Haken	20	KQ27201	KQ27301
3-5 mit Haken	20	KQ27202	KQ27302

VPE 20

**Oberkiefer MBT® .018"**

Zahn	Torque	Angulation	Offset
Zentral	17°	4°	0°
Lateral	10°	8°	0°
Eckzahn	0°	8°	0°
1./2. Prämolare	-7°	0°	0°

	rechts ohne Haken	rechts mit Haken		links ohne Haken	links mit Haken
(11)	Q27400	-	(21)	Q27401	-
(12)	Q27402	-	(22)	Q27403	-
(13)	-	Q27404	(23)	-	Q27405
(14)	Q27406	Q27408	(24)	Q27407	Q27409
(15)			(25)		

VPE 5

**Unterkiefer MBT® .018"**

Zahn	Torque	Angulation	Offset
Zentral/ Lateral	-6°	0°	0°
Eckzahn	0°	3°	0°
1. Prämolare	-12°	0°	0°
2. Prämolare	-17°	0°	0°

	rechts ohne Haken	rechts mit Haken		links ohne Haken	links mit Haken
(41)	Q27410	-	(31)	Q27410	-
(42)			(32)		
(43)	-	Q27411	(33)	-	Q27212
(44)	Q27413	Q27415	(34)	Q27414	Q27416
(45)	Q27417	Q27419	(35)	Q27418	Q27420

**Oberkiefer MBT® .022"**

Zahn	Torque	Angulation	Offset
Zentral	17°	4°	0°
Lateral	10°	8°	0°
Eckzahn	0°	8°	0°
1./2. Prämolare	-7°	0°	0°

	rechts ohne Haken	rechts mit Haken		links ohne Haken	links mit Haken
(11)	Q27500	-	(21)	Q27501	-
(12)	Q27502	-	(22)	Q27503	-
(13)	-	Q27504	(23)	-	Q27505
(14)	Q27506	Q27508	(24)	Q27507	Q27509
(15)			(25)		

VPE 5

**Unterkiefer MBT® .022"**

Zahn	Torque	Angulation	Offset
Zentral/ Lateral	-6°	0°	0°
Eckzahn	0°	3°	0°
1. Prämolare	-12°	0°	0°
2. Prämolare	-17°	0°	0°

	rechts ohne Haken	rechts mit Haken		links ohne Haken	links mit Haken
(41)	Q27510	-	(31)	Q27510	-
(42)			(32)		
(43)	-	Q27511	(33)	-	Q27512
(44)	Q27513	Q27515	(34)	Q27514	Q27516
(45)	Q27517	Q27519	(35)	Q27518	Q27520

VPE 20


**1 Fall 5-5 OK/UK**

Beschreibung	VPE	MBT® .018"	MBT® .022"
3er mit Haken	20	KQ27401	KQ27501
3-5 mit Haken	20	KQ27402	KQ27502