




03

---

**BÄNDER &  
BUKKALRÖHRCHEN**

INDIVIDUELL. EFFIZIENT. ZUVERLÄSSIG.



BÄNDER	78
BÄNDERAUFBEWAHRUNG	86
SCHWEISSBARE BRACKETS	87
LINGUAL- / PALATINALSCHLÖSSER	88
SETZLASCHEN	89
BUKKALRÖHRCHEN	90
KLEBEBUKKALRÖHRCHEN	94

# CALIBRA®

Prämolarenband in Standardhärte



## Die Vorteile auf einen Blick.

- |   |  |
|---|--|
| <b>1</b> aus stark wärmebehandeltem Edelstahl             | <b>4</b> lasergeätzte Bandinnenseite für erhöhte Haftfestigkeit  |
| <b>2</b> sehr gute Passgenauigkeit dank anatomischer Form | <b>5</b> lasermarkierte Größen zur einfachen Identifikation  |
| <b>3</b> mit leicht eingerollter Okklusalkante            | <b>6</b> dauerhaft gute Erkennbarkeit der Lasermarkierung (auch nach Sterilisation bei hohen Temperaturen) |

## CALIBRA® 1./2. Prämolarkiefer OK/UK

**Leone®**

Die Prämolarenbänder sind universell für die rechte oder linke Seite einsetzbar. Einzelbänder inkl. Setzlasche / -hilfe und schweißbarem Bracket nach Wahl (siehe Seite 88ff.). Bitte Bandgröße bei der Bestellung angeben. (5er-Pack Einzelbänder auch unbeschweißt bestellbar.)

Zahn	Einzelband unbeschweißt rechts / links	Kits pro Quadrant (92 Stück) unbeschweißt
------	---	---



E5105-...  
(VPE 5)

### Standard-Kit 1./2. Prämolarkiefer Oberkiefer

E5100-92

Bandgröße	1-13	14-15	16-20	21-22	23-32	
Stückzahl	je 2	je 4	je 6	je 4	je 2	<b>92 Stück</b>



E5505-...  
(VPE 5)

### Standard-Kit 1./2. Prämolarkiefer Unterkiefer

E5500-92

Bandgröße	1-13	14-15	16-20	21-22	23-32	
Stückzahl	je 2	je 4	je 6	je 4	je 2	<b>92 Stück</b>

Zahn	Einzelband inkl. Setzhilfe rechts / links	Kits pro Quadrant (92 Stück) inkl. Setzhilfe
------	--	--



E5151-...  
(VPE 5)

### Standard-Kit 1./2. Prämolarkiefer Oberkiefer

E5101-92

Bandgröße	1-13	14-15	16-20	21-22	23-32	
Stückzahl	je 2	je 4	je 6	je 4	je 2	<b>92 Stück</b>



E5551-...  
(VPE 5)

### Standard-Kit 1./2. Prämolarkiefer Unterkiefer

E5501-92

Bandgröße	1-13	14-15	16-20	21-22	23-32	
Stückzahl	je 2	je 4	je 6	je 4	je 2	<b>92 Stück</b>



# STANDARDLINE

Molarenband in Standardhärte



## Die Vorteile auf einen Blick.

- 1 hohe Elastizität
- 2 leicht anpassbar
- 3 mit bukkaler und lingualer Retentionskerbe
- 4 permanente Lasermarkierung für leichte Größenidentifikation
- 5 mikrogeätzte Bandinnenfläche für optimale Retention

## System der Lasermarkierung:

**UR 19**  
1. Molar OK rechts      Bandgröße

**UR** OK rechts  
**UL** OK links  
**LL** UK links  
**LR** UK rechts

## Standardline 1./2. Molar OK/UK

Einzelbänder (5er-Pack) inkl. Setzlasche oder Lingual-/Palatinalschloss und Bukkalröhrchen nach Wahl (siehe Seite 88ff.). Bitte Bandgröße bei der Bestellung angeben. Bei Bestellung von Kits bitte -50 bzw. -100 für die entsprechend gewünschte Stückzahl ergänzen. (5er-Pack Einzelbänder auch unbeschweißt bestellbar.)

Zahn	Einzelband rechts	Einzelband links	Kits pro Quadrant (50 oder 100 Stück)
------	-------------------	------------------	---------------------------------------



8888HUR6...  
(VPE 5)

8888HUL6...  
(VPE 5)

### Starter-Kit 1. Molar Oberkiefer

K8028HUR-50/-100 (Roth/MBT® .018") OK rechts  
K8029HUL-50/-100 (Roth/MBT® .018") OK links  
K8030HUR-50/-100 (Roth/MBT® .022") OK rechts  
K8031HUL-50/-100 (Roth/MBT® .022") OK links  
**(immer 3-fach inkl. Setzlasche)**

### Standard-Kit 1. Molar Unterkiefer

K8050HLR-50/-100 (Roth .018") UK rechts  
K8051HLL-50/-100 (Roth .018") UK links  
K8054HLR-50/-100 (MBT® .018") UK rechts  
K8055HLL-50/-100 (MBT® .018") UK links  
K8052HLR-50/-100 (Roth .022") UK rechts  
K8053HLL-50/-100 (Roth .022") UK links  
K8056HLR-50/-100 (MBT® .022") UK rechts  
K8057HLL-50/-100 (MBT® .022") UK links  
**(immer 2-fach mit Lip-Bumper inkl. Setzlasche)**

Bandgröße	5	6-8	9-13	14-19	20-25	26	27-30	
Stückzahl	0	je 1	je 2	je 4	je 2	1	0	<b>50 Stück</b>

Bandgröße	5-6	7-9	10	11-13	14-19	20-24	25	26	27-30	
Stückzahl	je 1	je 2	3	je 4	je 8	je 4	3	2	1	<b>100 Stück</b>



8888HLR6...  
(VPE 5)

8888HLL6...  
(VPE 5)

### Starter-Kit 2. Molar Oberkiefer

K9012HUR-50/-100 (Roth/MBT® .018") OK rechts  
K9013HUL-50/-100 (Roth/MBT® .018") OK links  
K9412HUR-50/-100 (Roth/MBT® .022") OK rechts  
K9413HUL-50/-100 (Roth/MBT® .022") OK links  
**(immer 1-fach inkl. Setzlasche)**

### Standard-Kit 2. Molar Unterkiefer

K9022HLR-50/-100 (Roth .018") UK rechts  
K9023HLL-50/-100 (Roth .018") UK links  
K9322HLR-50/-100 (MBT® .018") UK rechts  
K9323HLL-50/-100 (MBT® .018") UK links  
K9422HLR-50/-100 (Roth .022") UK rechts  
K9423HLL-50/-100 (Roth .022") UK links  
K9122HLR-50/-100 (MBT® .022") UK rechts  
K9123HLL-50/-100 (MBT® .022") UK links  
**(immer 1-fach inkl. Setzlasche)**



9999HUR7...  
(VPE 5)

9999HUL7...  
(VPE 5)

Bandgröße	7	8-9	10-15	16-21	22-25	26-29	30	
Stückzahl	0	je 1	je 2	je 4	je 2	je 1	0	<b>50 Stück</b>

Bandgröße	7	8-9	10-15	16-21	22-25	26-27	28-30	
Stückzahl	1	je 2	je 4	je 8	je 4	je 2	je 1	<b>100 Stück</b>



9999HLR7...  
(VPE 5)

9999HLL7...  
(VPE 5)

# WEB

Molarenband hart



## Die Vorteile auf einen Blick.

- |   |  |
|---|--|
| <p><b>1</b> aus biomedizinischem Edelstahl</p> <hr/> <p><b>2</b> beste anatomische Passung</p> <hr/> <p><b>3</b> mit an die Zahngröße angepasster Dicke</p> <hr/> <p><b>4</b> optimale elastische Eigenschaften im gesamten Bandbereich</p> | <p><b>5</b> lasergeätzte Bandinnenseite für erhöhte Haftkraft</p> <hr/> <p><b>6</b> lasermarkierte Größen zur einfachen Identifikation</p> <hr/> <p><b>7</b> dauerhaft gute Erkennbarkeit der Lasermarkierung (auch nach Sterilisation bei hohen Temperaturen)</p> |
|---|--|

## System der Lasermarkierung:

<p><b>6</b>   <b>21</b> <b>LEONE</b></p> <p>1. Molar OK rechts      Bandgröße</p>	<table border="0"> <tr> <td>OK rechts</td> <td><b>6</b>   <b>6</b></td> <td>OK links</td> </tr> <tr> <td>UK rechts</td> <td><b>6</b>   <b>6</b></td> <td>UK links</td> </tr> </table>	OK rechts	<b>6</b>   <b>6</b>	OK links	UK rechts	<b>6</b>   <b>6</b>	UK links
OK rechts	<b>6</b>   <b>6</b>	OK links					
UK rechts	<b>6</b>   <b>6</b>	UK links					

## WEB 1. Molar OK/UK



Einzelbänder und Kits unbeschweißt. Bei Bestellung von Einzelbändern bitte die Bandgröße ergänzen.  
Die Einzelbänder sind auch inkl. Setzlasche oder Lingual- / Palatinalschloss und Bukkalröhrchen nach Wahl (siehe Seite 88ff.) bestellbar.

Zahn	Einzelband rechts	Einzelband links	Kits pro Quadrant (78 Stück)
------	-------------------	------------------	------------------------------

### Standard-Kit Oberkiefer 1. Molar rechts

E8200-92

### Standard-Kit Oberkiefer 1. Molar links

E8300-92



E8205-...  
(VPE 5)

E8305-...  
(VPE 5)

Bandgröße	1-8	9-13	14-20	21-26	27-32	
Stückzahl	je 1	je 2	je 6	je 2	je 1	<b>78 Stück</b>

### Standard-Kit Unterkiefer 1. Molar rechts

E8600-92

### Standard-Kit Unterkiefer 1. Molar links

E8700-92



E8605-...  
(VPE 5)

E8705-...  
(VPE 5)

Bandgröße	1-8	9-13	14-20	21-26	27-32	
Stückzahl	je 1	je 2	je 6	je 2	je 1	<b>78 Stück</b>

# SNAPLINE

Molarenband hart



## Die Vorteile auf einen Blick.

- |  |   |
|--|---|
| <p><b>1</b> beständige, steife Bandqualität</p> <hr/> <p><b>2</b> mit bukkaler und linguale Retentionskerbe sowie leicht eingerollter Okklusalkante</p> <hr/> <p><b>3</b> sehr gute Passgenauigkeit dank anatomischer Form</p> | <p><b>4</b> raue Bandinnenfläche für perfekten Halt und optimale Haftung</p> <hr/> <p><b>5</b> hohe Elastizität (optimale Balance zwischen Festigkeit und Dehnbarkeit)</p> <hr/> <p><b>6</b> permanente Lasermarkierung für erleichterte Identifikation der Bandgröße</p> |
|--|---|

### System der Lasermarkierung:

	23	S	OK rechts		OK links
1. Molar UK rechts	Bandgröße	Snapline®		UK rechts	UK links

## Snapline 1. Molar OK/UK

Einzelbänder (5er-Pack) inkl. Setzlasche oder Lingual-/Palatinalschloss und Bukkalröhrchen nach Wahl (siehe Seite 88ff.). Bitte Bandgröße bei der Bestellung angeben. Bei Bestellung von Kits bitte -60 bzw. -130 für die entsprechend gewünschte Stückzahl ergänzen. 5er-Pack Einzelbänder auch unbeschweißt bestellbar.

Zahn	Einzelband rechts	Einzelband links	Kits pro Quadrant (60 oder 130 Stück)						
------	-------------------	------------------	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--

### Starter-Kit 1. Molar Oberkiefer

K8028SHUR-60/-130 (Roth/MBT® .018") OK rechts  
 K8029SHUL-60/-130 (Roth/MBT® .018") OK links  
 K8030SHUR-60/-130 (Roth/MBT® .022") OK rechts  
 K8031SHUL-60/-130 (Roth/MBT® .022") OK links  
**(immer 3-fach inkl. Setzlasche)**



8888SHUR6...  
(VPE 5)

8888SHUL6...  
(VPE 5)

Bandgröße	5-6	7-9	10-16	17-23	24-29	30-32	33-36	
Stückzahl	0	je 1	je 2	je 4	je 2	je 1	0	<b>60 Stück</b>

Bandgröße	5-6	7-9	10-15	16	17-23	24	25-29	30-32	33-36	
Stückzahl	je 1	je 2	je 4	6	je 8	6	je 4	je 2	je 1	<b>130 Stück</b>

### Starter-Kit 1. Molar Unterkiefer

K8050SHLR-60/-130 (Roth .018") UK rechts  
 K8051SHLL-60/-130 (Roth .018") UK links  
 K8054SHLR-60/-130 (MBT® .018") UK rechts  
 K8055SHLL-60/-130 (MBT® .018") UK links  
 K8052SHLR-60/-130 (Roth .022") UK rechts  
 K8053SHLL-60/-130 (Roth .022") UK links  
 K8056SHLR-60/-130 (MBT® .022") UK rechts  
 K8057SHLL-60/-130 (MBT® .022") UK links  
**(immer 2-fach mit Lip-Bumper inkl. Setzlasche)**



8888SHLR6...  
(VPE 5)

8888SHLL6...  
(VPE 5)



Bandgröße	5-6	7-9	10-16	17-23	24-29	30-32	33-36	
Stückzahl	0	je 1	je 2	je 4	je 2	je 1	0	<b>60 Stück</b>

Bandgröße	5-6	7-9	10-15	16	17-23	24	25-29	30-32	33-36	
Stückzahl	je 1	je 2	je 4	6	je 8	6	je 4	je 2	je 1	<b>130 Stück</b>

## Lagersystem für Bänder

- Maße: 25 x 3,5 x 27 cm (B x H x L)



Beschreibung	VPE	Art.-Nr.
<b>Basisfach</b> bestehend aus: • Kopfrahen und Fußplatte (grau) • Schublade (weiß)	1	ECJ0750
<b>Zusatzfach</b> bestehend aus: • Aufbaurahmen (grau) • Schublade (weiß)	1	ECJ0751
<b>Bändereinlage 1. Molar OK / UK</b> mit 36 Fächern zur übersichtlichen Aufbewahrung	1	ECJ0752

Beim Kauf eines Kits von entweder Standardline oder Snapline Molarenbändern gibt es das Lagersystem (Basisfach und 1 Zusatzfach inkl. Bändereinlage) **gratis** dazu, wobei die Bänder bereits einsortiert sind.

## Lagersystem für Bänder

**Leone**<sup>®</sup>

- Maße: 21,5 x 3,8 x 27,3 cm (B x H x L)



Beschreibung	VPE	Art.-Nr.
<b>Basisfach</b> aus Kunststoff, stapelbar	1	Z0100-01
<b>Bändereinlage für OK-Prämolarenbänder</b> autoklavierbar	1	Z0110-30
<b>Bändereinlage für UK-Prämolarenbänder</b> autoklavierbar	1	Z0110-31
<b>Bändereinlage für OK-Molarenbänder rechts</b> autoklavierbar	1	Z0110-32
<b>Bändereinlage für OK-Molarenbänder links</b> autoklavierbar	1	Z0110-33
<b>Bändereinlage für UK-Molarenbänder rechts</b> autoklavierbar	1	Z0110-34
<b>Bändereinlage für UK-Molarenbänder links</b> autoklavierbar	1	Z0110-35

Beim Kauf eines Kits von entweder CALIBRA<sup>®</sup> Prämolarenbändern oder WEB Molarenbändern gibt es die Bändereinlage für das Basisfach dieses Leone-Lagersystems **gratis** dazu, wobei die Bänder bereits einsortiert sind.



Um Kreuzkontaminationen zu vermeiden, können die Bändereinlagen im Autoklaven sterilisiert werden.

### Schweißbare Brackets



Für OK-Prämolarenbänder



54 | 45

	Torque	Offset	Breite	VPE	.018"	.022"
	0°	0°	2,7 mm	10	G2088-04	G2028-04
	0°	0°	3,3 mm	10	G2088-34	G2028-34
	0°	0°	3,3 mm	10	G2084-01	G2024-01
	-7°	0°	3,3 mm	10	G2489-01	G2429-11

### Schweißbare Brackets



Für UK-Prämolarenbänder



54 | 45

	Torque	Offset	Breite	VPE	.018"	.022"
	0°	0°	2,7 mm	10	G2088-04	G2028-04
	0°	0°	3,3 mm	10	G2088-34	G2028-34
	-7°	0°	3,3 mm	10	G2484-05	-
	-15°	0°	3,3 mm	10	G2485-05	-
	0°	0°	2,0 mm	10	G2089-14	G2029-14
	0°	0°	3,3 mm	10	G2084-01	G2024-01
	-17°	0°	3,3 mm	10	G2489-15	G2429-15
	-22°	0°	3,3 mm	10	G2489-05	G2429-25

## Lingual-/Palatinalschlösser

Zum Aufschweißen auf Prämolaren- bzw. Molarenbänder

Beschreibung	VPE	Art.-Nr.
	10	DL390131
	10	DL390132
	10	DL390133
	10	DL390136
	10	DL390137
	10	DL390138
	10	DL390139
	10	DL390190
	10	DL390191
	10	DL390192
	10	G2846-02
	10	G2846-03
	10	G2847-02
	10	G2847-03




## Setzglaschen

Zum Aufschweißen auf Molarenbänder



Beschreibung	VPE	Art.-Nr.
Setzglasche mit flachen Flügeln	10	DL190020



Setzglasche klein mit flachen Flügeln	10	DL190022
---------------------------------------	----	----------

## Setzglasche

Zum Aufschweißen auf Molarenbänder



Beschreibung	VPE	Art.-Nr.
Setzglasche mit flachen Flügeln	100	G2824-00

## Setzglasche

Zum Aufschweißen auf Prämolarenbänder



Beschreibung	VPE	Art.-Nr.
Setzglasche mit flachen Flügeln	100	G2822-00

## Mini-Setzglasche

Zum Aufschweißen auf Prämolarenbänder



Beschreibung	VPE	Art.-Nr.
Mini-Setzglasche ohne Flügel	100	G2850-00

# 1. Molar Oberkiefer

## OK-Bukkaleröhren 1-fach, konvertierbar



System	Zahn	Torque	Offset	VPE	zum Schweißen		zum Kleben	
					.018"	.022"	.018"	.022"
Roth/ MBT®	16	-14°	10°	10	DL008012	DL008412	DL291012	DL291412
	26	-14°	10°	10	DL008013	DL008413	DL291013	DL291413

## OK-Bukkaleröhren 1-fach, nicht konvertierbar



System	Zahn	Torque	Offset	VPE	zum Schweißen		zum Kleben	
					.018"	.022"	.018"	.022"
Roth/ MBT®	16	-14°	10°	10	DL008010	DL008410	DL291010	DL291410
	26	-14°	10°	10	DL008011	DL008411	DL291011	DL291411

## OK-Bukkaleröhren 2-fach, konvertierbar, ohne Headgear-Röhren mit Hilfsslot (.018" x .025")



System	Zahn	Torque	Offset	VPE	zum Schweißen		zum Kleben	
					.018"	.022"	.018"	.022"
Roth / MBT®	16	-14°	10°	10	DL008044	DL008042	DL291036	DL291436
	26	-14°	10°	10	DL008045	DL008043	DL291037	DL291437
Standard Edgewise	16	0°	0°	10	DL008048	DL008046	-	-
	26	0°	0°	10	DL008049	DL008047	-	-

## OK-Bukkaleröhren 2-fach, konvertierbar, mit okklusalem Headgear-Röhren (.045")



System	Zahn	Torque	Offset	VPE	zum Schweißen		zum Kleben	
					.018"	.022"	.018"	.022"
Roth / MBT®	16	-14°	10°	10	DL008024	DL008026	DL291024	DL291426
	26	-14°	10°	10	DL008025	DL008027	DL291025	DL291427

## OK-Bukkaleröhren 2-fach, nicht konvertierbar, mit Ball-Hook



System	Zahn	Torque	Offset	VPE	zum Schweißen		zum Kleben	
					.018"		.018"	
Ricketts	16	0°	0°	10	DL008581		DL290602	
	26	0°	0°	10	DL008580		DL290601	

**OK-Bukkaleröhren** 2-fach, nicht konvertierbar,  
mit Haken



System	Zahn	Torque	Offset	VPE	zum Schweißen	zum Kleben
					.018"	.018"
Ricketts	16	0°	0°	10	DL008583	DL290604
	26	0°	0°	10	DL008582	DL290603

**OK-Bukkaleröhren** 3-fach, konvertierbar,  
mit okklusalem Headgear-Röhren (.045")



System	Zahn	Torque	Offset	VPE	zum Schweißen	
					.018"	.022"
Roth / MBT®	16	-14°	10°	10	DL008028	DL008030
	26	-14°	10°	10	DL008029	DL008031

**OK-Bukkaleröhren** 3-fach, nicht konvertierbar,  
mit okklusalem Headgear-Röhren (.045")



System	Zahn	Torque	Offset	VPE	zum Schweißen	zum Kleben
					.018"	.018"
Ricketts	16	0°	0°	10	DL008550	DL290605
	26	0°	0°	10	DL008551	DL290606

## 2. Molar Oberkiefer

**OK-Bukkaleröhren** 1-fach, nicht konvertierbar



System	Zahn	Torque	Offset	VPE	zum Schweißen	
					.018"	.022"
Roth/ MBT®	17	-14°	10°	10	DL009012	DL009412
	27	-14°	10°	10	DL009013	DL009413

# 1. Molar Unterkiefer

## UK-Bukkaleröhren 1-fach, konvertierbar



System	Zahn	Torque	Offset	VPE	zum Schweißen		zum Kleben	
					.018"	.022"	.018"	.022"
Roth	36	-25°	4°	10	DL008023	DL008423	DL291023	DL291423
	46	-25°	4°	10	DL008022	DL008422	DL291022	DL291422
MBT®	36	-20°	0°	10	DL008323	DL008123	DL291323	DL291123
	46	-20°	0°	10	DL008322	DL008122	DL291322	DL291122

## UK-Bukkaleröhren 1-fach, nicht konvertierbar



System	Zahn	Torque	Offset	VPE	zum Schweißen		zum Kleben	
					.018"	.022"	.018"	.022"
Roth	36	-25°	4°	10	DL008021	DL008421	DL291021	DL291421
	46	-25°	4°	10	DL008020	DL008420	DL291020	DL291420
MBT®	36	-20°	0	10	DL008321	DL008121	DL291321	DL291121
	46	-20°	0	10	DL008320	DL008120	DL291320	DL291120

## UK-Bukkaleröhren 2-fach, konvertierbar, ohne Lip-Bumper, mit gingivalem Hilfsslot



System	Zahn	Torque	Offset	VPE	zum Schweißen		zum Kleben	
					.018"	.022"	.018"	.022"
Roth	36	-30°	4°	10	DL008033	DL008035	DL291033	DL291435
	46	-30°	4°	10	DL008032	DL008034	DL291032	DL291434
MBT®	36	-20°	0°	10	DL008037	DL008039	DL291335	DL291135
	46	-20°	0°	10	DL008036	DL008038	DL291334	DL291134

## UK-Bukkaleröhren 2-fach, konvertierbar, mit Lip-Bumper-Röhrchen (.045")



System	Zahn	Torque	Offset	VPE	zum Schweißen	
					.018"	.022"
Roth	36	-25°	4°	10	DL008051	DL008053
	46	-25°	4°	10	DL008050	DL008052
MBT®	36	-20°	0°	10	DL008055	DL008057
	46	-20°	0°	10	DL008054	DL008056

**UK-Bukkälährchen** 2-fach,  
nicht konvertierbar, mit Ball-Hook



System	Zahn	Torque	Offset	VPE	zum Schweißen	zum Kleben
					.018"	.018"
Ricketts	36	0°	0°	10	DL008581	DL290602
	46	0°	0°	10	DL008580	DL290601

**UK-Bukkälährchen** 2-fach, nicht konvertierbar,  
mit Hákchen



System	Zahn	Torque	Offset	VPE	zum Schweißen	zum Kleben
					.018"	.018"
Ricketts	36	0°	0°	10	DL008583	DL290604
	46	0°	0°	10	DL008582	DL290603

## 2. Molar Unterkiefer

**UK-Bukkälährchen** 1-fach, nicht konvertierbar




System	Zahn	Torque	Offset	VPE	zum Schweißen	
					.018"	.022"
Roth	37	-25°	4°	10	DL009023	DL009423
	47	-25°	4°	10	DL009022	DL009422
MBT®	37	-20°	0°	10	DL009323	DL009123
	47	-20°	0°	10	DL009322	DL009122

## SL V PLUS

1-fach, selbstligierend

- niedriges Profil mit abgerundeten Kanten für hohen Tragekomfort
- 80-Gauge-Gitternetzbasis für optimale Haftkraft
- Torque in der Basis
- mit Ball-Hook zum Einhängen von Elastics
- dank Clip einfaches Einligieren des Drahtbogens

### 1. Molar Oberkiefer



System	Zahn	Torque	Offset	VPE	zum Kleben
					.022"
<b>Roth</b>	16	- 9°	7°	10	DL294400
	26	- 9°	7°	10	DL294401
<b>MBT®</b>	16	-14°	10°	10	DL294100
	26	-14°	10°	10	DL294101

### 1. Molar Unterkiefer



System	Zahn	Torque	Offset	VPE	zum Kleben
					.022"
<b>Roth</b>	46	-28°	7°	10	DL294402
	36	-28°	7°	10	DL294403
<b>MBT®</b>	46	-20°	0°	10	DL294102
	36	-20°	0°	10	DL294103

## DIAMOND

- flaches Profil mit anatomisch geformtem Design
- mit adaptierbarem Ball-Hook für maximalen Patientenkomfort
- distale Kerbe für zusätzlichen Halt von Ligaturen und Tieback-Modulen
- 80-Gauge-Gitternetzbasis für optimale Haftkraft
- permanente ID-Markierung für einfache Identifikation
- inklusive Setzhilfe zum erleichterten korrekten Platzieren

### 1. Molar Oberkiefer / Unterkiefer Breite 4,0 mm



System	Zahn	Torque	Offset	ID	VPE	zum Kleben	
						.018"	.022"
Roth	16	-14°	10°	■	10	DL290500	DL290510
	26	-14°	10°	■	10	DL290501	DL290511
	36	-30°	4°	■	10	DL290502	DL290512
	46	-30°	4°	■	10	DL290503	DL290513
MBT®	16	-14°	10°	■	10	DL290500	DL290510
	26	-14°	10°	■	10	DL290501	DL290511
	36	-20°	0°	■	10	DL290506	DL290516
	46	-20°	0°	■	10	DL290507	DL290517
Standard Edgewise	16/36	0°	0°		10	-	DL290518
	26/46	0°	0°		10	-	DL290519

### 2. Molar Oberkiefer / Unterkiefer Breite 3,2 mm



Technik	Zahn	Torque	Offset	ID	VPE	zum Kleben	
						.018"	.022"
Roth	17	-14°	10°	■	10	DL290520	DL290530
	27	-14°	10°	■	10	DL290521	DL290531
	37	-30°	4°	■	10	DL290522	DL290532
	47	-30°	4°	■	10	DL290523	DL290533
MBT®	17	-14°	10°	■	10	DL290520	DL290530
	27	-14°	10°	■	10	DL290521	DL290531
	37	-20°	0°	■	10	DL290526	DL290536
	47	-20°	0°	■	10	DL290527	DL290537
Standard Edgewise	17/37	0°	0°		10	-	DL290538
	27/47	0°	0°		10	-	DL290539

## Brilliant

- flaches Profil mit anatomisch geformtem Design
- distale Kerbe für zusätzlichen Halt von Ligaturen und Tieback-Modulen
- 80-Gauge-Gitternetzbasis für optimale Haftkraft
- permanente ID-Markierung für einfache Identifikation
- inklusive Setzhilfe zum erleichterten korrekten Platzieren

### 1./2. Molar Oberkiefer Breite 4,3 mm



System	Zahn	Torque	Offset	VPE	ID	zum Kleben			
						kleine Basis		normale Basis	
						.018"	.022"	.018"	.022"
Roth	16/17	-10°	8°	10	●	DL292020	DL292120	DL292000	DL292100
	26/27	-10°	8°	10	●	DL292021	DL292121	DL292001	DL292101
MBT®	16/17	-14°	10°	10	●	DL292024	DL292124	DL292004	DL292104
	26/27	-14°	10°	10	●	DL292025	DL292125	DL292005	DL292105
Standard Edgewise	16/17	0°	0°	10	●	DL292028	DL292128	DL292008	DL292108
	26/27	0°	0°	10	●	DL292029	DL292129	DL292009	DL292109

### 1./2. Molar Unterkiefer Breite 4,3 mm



System	Zahn	Torque	Offset	VPE	ID	zum Kleben			
						kleine Basis		normale Basis	
						.018"	.022"	.018"	.022"
Roth	46/47	-25°	5°	10	●	DL292022	DL292122	DL292002	DL292102
	36/37	-25°	5°	10	●	DL292023	DL292123	DL292003	DL292103
MBT®	46/47	-20°	0°	10	●	DL292026	DL292126	DL292006	DL292106
	36/37	-20°	0°	10	●	DL292027	DL292127	DL292007	DL292107
Standard Edgewise	46/47	0°	0°	10	●	DL292029	DL292129	DL292009	DL292109
	36/37	0°	0°	10	●	DL292028	DL292128	DL292008	DL292108

## Brilliant Mini

- flaches Profil mit anatomisch geformtem Design
- distale Kerbe für zusätzlichen Halt von Ligaturen und Tieback-Modulen
- 80-Gauge-Gitternetzbasis für optimale Haftkraft
- permanente ID-Markierung für einfache Identifikation
- inklusive Setzhilfe zum erleichterten korrekten Platzieren

### 2. Molar Oberkiefer Breite 3 mm



System	Zahn	Torque	Offset	VPE	ID	zum Kleben	
						kleine Basis	
						.018"	.022"
Roth	17	-10°	8°	10	●	DL292040	DL292140
	27	-10°	8°	10	●	DL292041	DL292141
MBT®	17	-14°	10°	10	●	DL292044	DL292144
	27	-14°	10°	10	●	DL292045	DL292145
Standard Edgewise	17	0°	0°	10	●	DL292048	DL292148
	27	0°	0°	10	●	DL292049	DL292149

### 2. Molar Unterkiefer Breite 3 mm



System	Zahn	Torque	Offset	VPE	ID	zum Kleben			
						kleine Basis		vergrößerte Basis	
						.018"	.022"	.018"	.022"
Roth	47	-25°	5°	10	●	DL292042	DL292142	DL292050	DL292150
	37	-25°	5°	10	●	DL292043	DL292143	DL292051	DL292151
MBT®	47	-20°	0°	10	●	DL292046	DL292146	DL292052	DL292152
	37	-20°	0°	10	●	DL292047	DL292147	DL292053	DL292153
Standard Edgewise	47	0°	0°	10	●	DL292049	DL292149	DL292054	DL292154
	37	0°	0°	10	●	DL292048	DL292148	DL292055	DL292155

## Viper™

- flaches Profil mit anatomisch geformtem Design
- adaptierbarer Ball-Hook für maximalen Patientenkomfort
- permanente ID-Markierung zur einfachen Identifikation
- distale Kerbe für zusätzlichen Halt von Ligaturen und Tieback-Modulen
- mit 80-Gauge-Gitternetzbasis für optimale Haftkraft
- inklusive Setzhilfe für erleichtertes korrektes Platzieren

### 1. /2. Molar Oberkiefer Breite 4,2 mm



Technik	Zahn	Torque	Offset	ID	VPE	zum Kleben			
						kleine Basis		normale Basis	
						.018"	.022"	.018"	.022"
Roth	16	-10°	8°	●	10	DL291512	DL291612	DL291542	DL291642
	26	-10°	8°	●	10	DL291513	DL291613	DL291543	DL291643
MBT®	16	-14°	10°	●	10	DL291514	DL291614	DL291544	DL291644
	26	-14°	10°	●	10	DL291515	DL291615	DL291545	DL291645
Standard Edgewise	16	0°	0°	◆	10	DL291510	DL291610	DL291540	DL291640
	26	0°	0°	◆	10	DL291511	DL291611	DL291541	DL291641

### 1. /2. Unterkiefer Breite 4,2 mm



Technik	Zahn	Torque	Offset	ID	VPE	zum Kleben			
						kleine Basis		normale Basis	
						.018"	.022"	.018"	.022"
Roth	46	-25°	5°	▲	10	DL291518	DL291618	DL291548	DL291648
	36	-25°	5°	▲	10	DL291519	DL291619	DL291549	DL291649
MBT®	46	-20°	0°	■	10	DL291520	DL291620	DL291550	DL291650
	36	-20°	0°	■	10	DL291521	DL291621	DL291551	DL291651
Standard Edgewise	46	0°	0°	◆	10	DL291511	DL291611	DL291541	DL291641
	36	0°	0°	◆	10	DL291510	DL291610	DL291540	DL291640



## Viper™ Mini

- gleiche Eigenschaften wie Viper™ Klebebukkalröhrchen, jedoch mit kleinerem funktionsreichem Design, welches ein frühzeitiges Bekleben partiell eruptierter 2. Molaren ermöglicht

### 2. Molar Oberkiefer / Unterkiefer Breite 2,5 mm

Zahn	Torque	Offset	M/D in mm	ID	VPE	zum Kleben	
						.018"	.022"
17/37	0°	0°	2,5	◆	10	DL290740	DL290730
27/47	0°	0°	2,5	◆	10	DL290741	DL290731
17	-10°	0°	2,5	●	10	DL290742	DL290732
27	-10°	0°	2,5	●	10	DL290743	DL290733
17/37	-14°	0°	2,5	●	10	DL290744	DL290734
27/47	-14°	0°	2,5	●	10	DL290745	DL290735
47	-25°	0°	2,5	■	10	DL290746	DL290736
37	-25°	0°	2,5	■	10	DL290747	DL290737