


TC = Hartmetall

- verschleißarm
- höhere Lebensdauer
- sichere Führung der Nadeln

Nadelhalter



Zahnfleischscheren



Kieferhöhlensonde




Skalpellschalenhalter



Skalpellschalenbox



MIKRO-Skalpellschalen




MIKRO-Skalpellschalenhalter



Knochenmühle




Fadenschere



Nadelhalter



Raspatorien



Matrizenspanner


- Absolut leichtgängig durch die integrierte PTFE-Scheibe
- Sämtliche Kanten sind abgerundet um die Verletzungsgefahr am Patienten zu minimieren
- Die Justierschrauben sind farblich gekennzeichnet (Titanoxid), damit der neue EASY GLIDE Spanner problemlos erkannt werden kann



Ölstifte 2er-Set



Scharfe Löffel




Hohlmeißelzangen



Zahnzange



Wundhaken



Vestibulumabhalter



Lippen- und Wangenhalter



Wurzelsplitterheber



Periotom

- LS592PT/FLEX
- zur Trennung der Sharpeyschen Fasern
- mit biegsamem TITAN Arbeitssende, welches immer in die Ausgangsposition zurück geht (Memory Effekt). Griff aus Carl Martin LiquidSteel



Luxationsinstrumente - sehr fein, flache Kehlung, leicht scharfe Arbeitsenden



Wurzelheber - Pfeilspitze



Zahnzangen-Set

- E100
- Inhalt: 10 Formen (6x OK + 4x UK)



Zahnzangen-Set

- GX100
- Inhalt: 10 Formen (6x OK + 4x UK)



Komplette Serie mit allen Informationen!



Chirurgische Pinzetten




Zahnpinzetten



Artikulationspapier-pinzetten



Wurzelsplitter und ENDO Zange



Zylinderampullenspritze - EDELSTAHL

- 1953ME/1.8



NEUE TECHNIK FÜR EINFACHSTE REINIGUNG!

Sicherheitsständer

- 1075 SECURE

- Schwere, rostfreie Ausführung
- Zur sicheren Auf- und Entnahme der Spritze mit Injektionsnadeln während der Behandlung
- mit mechanischem Feststeller und Druckknopf zum Lösen



Zylinderampullenspritze

- 1950 mit 3 Aspirationshaken

- Geeignet für alle gängigen Ampullenfabrikate (1,8ml) mit Lochstopfen.
- Metrisches Gewinde.



Intraligamentäre Spritze

- 1956 - metrisches Gewinde



doppelseitiger Bajonetverschluss - damit lässt sich der Ampullenhalter sowohl für den Ober- als auch Unterkiefer ausrichten

