

OLS-2111
Bracket-Platzierpinzette, 13,5cm
- Trapezende zum Angulieren

44,05€
35,65€




OLS-1281
Separierzange zum Platzieren elastischer Separatoren - einfach abgewinkelt

117,75€
93,95€




OLS-2113
Bracket-Platzierpinzette, 14cm
- mit längerer Setz- und Angulierungshilfe

44,05€
35,65€



1149RH/14
14cm
Nadelhalter Lichtenberg - RH-Beschichtung
- leichtgängiges Modell

176,60€
115,40€



OLS-2115
Bukkalführchen-Platzierpinzette extra fein

44,05€
35,65€



OLS-4148
Distal Drahtbiegeinstrument universal
- doppelendig
- einfaches Biegen der distalen Enden aller typischen Drahtstärken

44,05€
36,10€



OLS-6101
Ligaturzange
MATHIEU-Zange gerade

145,-€
je 108,50€



OLS-6101A
Ligaturzange
MATHIEU-Zange gebogen lingual + Seitenzahnbereich

Die feinen Arbeitsenden der Zangen sind optimal für die Bogen- und Ligaturen-Platzierung
- sehr leichtgängig für ein ermüdungsreduziertes Arbeiten

OLS-9200-018 für .018" Slots
OLS-9200-022 für .022" Slots
Bracket Navigator
nach Dr. S. Chhatwani/B. Chhatwani, BDS

BRACKET Navigator
nach Dr. Chhatwani/B. Chhatwani, BDS

NEU

weitere Informationen

89,90€
je 49,90€

Horizontale Ausrichtung des Brackets mit dem angepassten Spatelteil

Abstandskontrolle zur Inzisalfäche der Zahnkrone


Entfernung von Kompositresten mit dem Scaler

DBGM = deutsches Gebrauchsmuster

OLS-6110
12cm
Ligaturenpinzette - Schweizer Modell

"... erleichtert und beschleunigt das Ligieren von Brackets mit Ligatengummis. Die grazil geformte Haltespitze vereinfacht das Ligieren von Gummiligaturen und funktioniert auch bei Brackets mit sehr kleinen Bracketflügelabständen. Der leichtgängige Verschluss ermöglicht ein zügiges, speditives Arbeiten am Patienten."

Dr. Luca Casella, Kieferorthopäde in Lugano (CH)




96,05€
68,85€



ausführlicher Erfahrungsbericht




STERI-WASH-TRAY




3029-L-WE
Maße: 280x190x34mm
Passend für 15-20 Instrumente
Lieferung ohne Instrumente

239,-€
164,90€



485M
MANUSCAL Mundspiegelgriff

31,90€
25,30€




825
9cm
Kräftiges Modell, sehr grazile Spitze
speziell geeignet zum Schneiden von Tiefziehfolien

119,50€
90,35€



478/4
FRONT SURFACE
Ø22mm

49,65€
Pack. à 12
24,05€



16cm / 20cm
44,-€
33,45€
47,-15€
20cm
36,05€

1495 - 16 cm · 1495L - 20cm
Zangenständer rostfrei, mit rutschfestem Silikon für einen sicheren Stand



1598
Schieblehre ZÜRCHER Modell

147,30€
119,50€



35,25€
24,10€

990
Ölstifte 2er-Set

Erhöhen Sie die Lebenserwartung Ihrer Instrumente
- keine braunen Verfärbungen durch herkömmliches Öl oder Spray
- mit leichtem Druck punktgenau ölen und konservieren
- Synthetisches TOP Öl
- geeignet für alle Sterilisationsverfahren
- transparent + geruchlos, toxikologisch unbedenklich



carl martin
Solingen

FINEST DENTAL INSTRUMENTS
GERMANY
- SINCE 1916 -

Clear Aligner Zangen
special



KIEFERORTHOPÄDIE



PROMOTION · Herbst 2023
gültig vom 01.09. bis 31.12.2023

www.carlmartin.de

* Carl Martin-Aktionspreise. Preise p. Stück/Pack. in €, zzgl. MwSt., ab Werk, gültig bis 31.12.2023. Unverbindliche Aktionspreisempfehlung bei allen teilnehmenden Carl Martin GmbH-Fachhändlern. Artikel lieferbar nur solange der Vorrat reicht! / Lieferung ähnlicher Artikel vorbehalten! Preisänderungen, Preisfehler oder Produktabweichungen vorbehalten. Unsere AGB und die Widerrufsbelehrung finden Sie unter www.carlmartin.de

Bestellen Sie über:

Dentalline

dentalline GmbH & Co. KG
Goethestraße 47 · 75217 Birkenfeld
Tel: 0 72 31 - 97 81 0 · Fax 0 72 31 - 97 81 15
www.dentalline.de · info@dentalline.de

8-0008-23 Herbstaktion KFO 2023 - DE

carl martin
Solingen
FINEST DENTAL INSTRUMENTS

NEUENKAMPER STR. 80 - 86 · D-42657 SOLINGEN · GERMANY
TEL. +49(0)212/81 00 44 · FAX +49(0)212/8 73 45
E-MAIL: INFO@CARLMARTIN.DE · INTERNET: WWW.CARLMARTIN.DE

Clear Aligner Zangen

Kaltverformung! Kein Erhitzen der Zangen notwendig!

Clear Aligner-SET

OLS-1500-SET6
Inhalt: OLS-1501, OLS-1502, OLS-1505,
OLS-1506, OLS-1510, OLS-1520



899,- €
SET
699,- €

special

Lochstanze

6mm, HM Einlagen

179,90 €
je 129,- €

OLS-1501
Lochstanze zur Ausstanzung halbmondförmiger Aussparungen im Bereich von Brackets oder Knöpfchen. Auch zur Entfernung überstehender Kunststoffkanten um Verletzungen am Weichgewebe zu vermeiden.

Stanze tropfenform

HM Einlagen

179,90 €
je 129,- €

OLS-1502
Spezialzange zum Ausstanzen einer tropfenförmigen Einkerbung am Rand des Aligners. Die Tropfenform ermöglicht das sichere Einhängen elastischer Gummzüge - auch für den Patienten.

Horizontal Zange

179,90 €
je 129,- €

OLS-1505
Spezialzange zur Erzeugung von horizontalen Vertiefungen für individuellen Wurzeltorque. Ermöglicht auch die Verbesserung der Retention von Alignern oder Retainern.

Vertikal Zange

179,90 €
je 129,- €

OLS-1506
Spezialzange zur Erzeugung einer Überkorrektur einer Rotation. Weiterhin können mit der Vertikal Zange In-Out-Diskrepanzen beseitigt werden.

Punkt Erhebungszange

1,5mm

179,90 €
je 129,- €


OLS-1510
Spezialzange zur Erzeugung punktförmiger Erhebungen im Aligner. Ermöglicht die selektive Aktivierung, um den Druck auf die Einzelzähne zu erhöhen.

Reverse Zange

179,90 €
je 129,- €

OLS-1520
Spezialzange zum Invertieren von Erhebungen im Aligner.

+++ L = langer Griff (15cm) +++ Standard Griff (13cm/14cm) +++ S = kurzer Griff (12cm) +++



HM = Premium High-End-Steel

OLS-1115A-L
Distal-Schneider MINI-Universal 10°
15cm mit langem gebogenem Griff
Identisch mit Modell OLS-1115-L, jedoch wurde der Griff gebogen um einen günstigeren Zugang nach Distal zu erreichen

159,90 €
je 125,45 €

- durch den langen Griff, verbunden mit einem grazilen Zangenkopf ist eine gute distale Erreichbarkeit gegeben
- mit Fangvorrichtung
- Schneiteinsätze aus Hartmetall HM

min.012" max .021" x .025" • .020"

OLS-1113
Flush-Cutter
13cm

159,90 €
je 125,45 €

- mit Hartmetalleinlagen
- mit Fangvorrichtung
- bündiges Schneiden zum Bracket oder Bukkalröhrchen

min.012" max .021" x .025" • .020"

OLS-1114
Distal-Schneider 13cm

159,90 €
je 125,45 €

OLS-1114-S
Distal-Schneider 12cm

- mit Hartmetalleinlagen
- mit Fangvorrichtung
- bündiges Schneiden zum Bracket oder Bukkalröhrchen

min.012" max .021" x .025" • .020"

OLS-1115-L
Distal-Schneider MINI-Universal 15cm

159,90 €
je 125,45 €

OLS-1111
Distal-Schneider MINI-Universal 13cm

OLS-1111-S
Distal-Schneider MINI-Universal 12cm

- Schneiteinsätze aus Hartmetall HM
- mit Fangvorrichtung

min.012" max .021" x .025" • .020"

OLS-1116-L HM
Distal-Schneider 15cm
(lange Variante) mit abnehmbarer Fangvorrichtung für optimale Reinigung

159,90 €
je 125,45 €

- durch den langen Griff, verbunden mit einem grazilen Zangenkopf ist eine gute distale Erreichbarkeit gegeben
- mit Fangvorrichtung
- bündiges Schneiden zum Bracket oder Bukkalröhrchen

min.012" max .021" x .025" • .020"

NEU

OLS-1133
Lock Pins & Ligaturschneider
MINI 15°
13cm

147,55 €
je 117,60 €

- Schneiteinsätze aus Hartmetall HM

max. .015" / 0,38mm SOFT

OLS-1211-L
Weingart Universalzange standard 15cm

117,75 €
je 93,95 €

OLS-1211
Weingart Universalzange standard 14cm

- mit kreuzverzahnten Arbeitsenden

max. .022" x .028" (0,56mm x 0,71mm)

OLS-1212-L
Weingart SLIM 15,5cm

117,75 €
je 93,95 €

OLS-1212
Weingart SLIM 14,5cm

- mit kreuzverzahnte Arbeitsenden

max. .022" x .028" (0,56mm x 0,71mm)

RH

OLS-1213
Weingart Universalzange extra-schmal 14,5cm

147,55 €
je 117,60 €

OLS-1213-S
Weingart Universalzange extra-schmal 13,5cm

- mit RockHard-Beschichtung

max. .022" x .028" (0,56mm x 0,71mm)

OLS-1241
Band/Bracket-Entfernungszange posterior 14cm

132,70 €
je 105,75 €

- lange Schneide mittig zum okklusalen Pad

OLS-1261
Bracket-Entfernungszange gerade 14cm

117,75 €
je 93,95 €

- für alle Bracketmaterialien geeignet

OLS-1316
ADERER MINI Dreipunktzange 13cm

117,75 €
je 93,95 €

- zum Biegen von Light-Wire
- die Kerben ermöglichen präzises Biegen und Schließen von Loops.

max. .020" / 0,51mm

OLS-1311
Bogen- & Torquezange (1,3mm / 0,5"), zum Formen von Biegungen erster, zweiter und dritter Ordnung 13cm

117,75 €
je 93,95 €

- zum Biegen von Light-Wire
- die Kerben ermöglichen präzises Biegen und Schließen von Loops.

max. .021" x .025" (0,53mm x 0,64mm)

HM

OLS-1265
Keramik-Bracket-Entfernungszange mit Schneiteinsätze aus Hartmetallspeziell entwickelt für die Entfernung von Keramik-Brackets. 13cm

147,55 €
je 117,60 €

ein Inbusschlüssel für die Stellschraube wird mitgeliefert

OLS-1240A
Ersatz-Pads für Band-Entfernungszangen OLS-1241 u. 1242 (Ø 5,3mm)

5,90 €
4,55 €

OLS-1262
Bracket-Entfernungszange abgewinkelt 13,5cm

117,75 €
je 93,95 €

- für alle Bracketmaterialien geeignet

OLS-1326
JARABAK Drahtbiegezange 14cm

132,70 €
je 105,75 €

- zum Biegen von Light-Wire
- die Kerben ermöglichen präzises Biegen und Schließen von Loops.

max. .028" / 0,71mm

OLS-1340
Bajonett Stufenbiegezange 0,5mm, 13cm

132,70 €
je 106,55 €

OLS-1341
Bajonett Stufenbiegezange 0,75mm, 13cm

OLS-1342
Bajonett Stufenbiegezange 1,0mm, 13cm

max. .022" x .028" (0,56mm x 0,71mm)

OLS-1292-L
Hammerhead Cinch Back Biegezange - grazil 15cm

132,70 €
je 105,75 €

OLS-1292
Hammerhead Cinch Back Biegezange 13cm

für NiTi Draht
min.012" max .021" x .025" • .020"

OLS-1242
Band/Bracket-Entfernungszange posterior 14cm

132,70 €
je 105,75 €

- kurze Schneide zum Anfang des Pads

OLS-1263
Lingual Bracket-Entfernungszange abgewinkelt 14cm

117,75 €
je 93,95 €

- durch die abgewinkelte Form eignet sich die Zange besonders zum Entfernen von Turbobites und lingualen Brackets ohne sie zu beschädigen

OLS-1328
V-Stop Zange 13cm

132,70 €
je 105,75 €

- zum Formen von V-Biegungen in Bogenröhren (auch Nickel-Titan) um deren Verschiebung zu verhindern V-Stop Pliers

OLS-1340
Bajonett Stufenbiegezange 0,5mm, 13cm

132,70 €
je 106,55 €

OLS-1341
Bajonett Stufenbiegezange 0,75mm, 13cm

OLS-1342
Bajonett Stufenbiegezange 1,0mm, 13cm

max. .022" x .028" (0,56mm x 0,71mm)

Zum Biegen von bajonettförmigen (0,5mm - 0,75mm - 1,0mm) Stufen in einem Arbeitsschritt. Die Spezielle T-Form ermöglicht den Einsatz rechts wie links für Step-Up/Step-down oder In/Out Biegungen - auch bei einligierten Bögen. Durch die grazil Kopfgöße ergibt sich ein leichterer Zugang an engeren Stellen zwischen Draht und Zahn - auch von okkusal. Die Zange kann intra- und extraoral eingesetzt werden.