



Aktion gültig
vom 01. bis 29.02.2024

Welcome back RMO®!

dentalline ist wieder deutscher RMO®-Exklusivhändler

Und weil die dentalline GmbH in 2024 zudem ihr 30-jähriges Jubiläum feiert, gibt's

30% Rabatt

auf einige der beliebtesten RMO®-Artikel.



Elgiloy® Bögen und Stangendrähte

Premium-Kobalt-Chrom-Draht in vier Härtegraden für höchste Flexibilität und Kraftkontrolle

BLUE
ELGILOY®

- der weichste der vier Elgiloy® Varianten
- ideal zum Biegen, Schweißen und Löten
- bestens geeignet für Edgewise-Bögen, Lingualbögen und Retainer

YELLOW
ELGILOY®

- anfangs duktil und etwas härter als Blue Elgiloy®
- empfohlen, wenn höhere Federeigenschaften im Vergleich zum Blue Elgiloy® erforderlich sind

GREEN
ELGILOY®

- anfangs teilelastisch – vergleichbar mit gehärtetem Stahl hoher Federhärte
- leicht mit den Fingern zu formen
- kann vor der Wärmebehandlung mit der Zange bearbeitet werden

RED
ELGILOY®

- anfangs „hart“ mit außergewöhnlichen Federeigenschaften
- eingesetzt, wenn nach der Wärmebehandlung keine Anpassungen erforderlich sind
- überlegene Federqualität im Vergleich zu Spiralfedern aus Edelstahl

➤ Erhältlich in diversen Dimensionen mit rundem, quadratischem oder rechteckigem Querschnitt – vorgeformt (Natural-/Ideal-Form) oder als „Arch Blanks“ für den OK/UK bzw. als Stangendrähte (Länge 14"/35,56 cm).

Elgiloy® Bögen

VPE 10 Stück

33,85 €
48,36 €

Elgiloy® Stangendrähte

22,55 €
32,22 €

48,57 €
69,38 €

Energy Chain™

Einzigartig, patentiert und bis heute von der Konkurrenz unerreicht

- anhaltend leichte, kontinuierliche Kräfte
- überlegenes elastisches Gedächtnis
- latex- und schadstofffrei
- geschmacksneutral
- nicht färbend


Erhältlich in 15 verschiedenen Farben mit 5 wählbaren Modulabständen (Closed 2,8 mm / Adjoined 3,0 mm / Reduced 3,8 mm / Medium 4,0 mm / Large 5,1 mm).
Die große Spule (4,7 m) ist nur in Clear und Gray erhältlich.



1 Spule (2,3 m)
42,08 €
 60,12 €



1 Spule (4,7 m)
79,70 €
 113,89 €



Energy Pak™ Elastics

Intraorale/extraorale Gummizüge verschiedener Durchmesser und Kraftoptionen für effektive und vorhersagbare Zahnbewegungen



intraoral (Latex)

Ø 1/8" bis 3/8"

- Light (57g / 2oz.)
- Medium (85g / 3oz.)
- Heavy (99g / 3,5oz.)
- Heavy Plus (128g / 4,5oz.)
- Extra Heavy (142g / 5oz.)

VPE 5.000 Stück

54,06 €
 77,23 €



intraoral (latexfrei)

Ø 3/16" bis 5/16"

- Neon (128g / 4,5oz.)
- Neon (170g / 6,0oz.)

VPE 5.000 Stück

54,06 €
 77,23 €

extraoral

Ø 3/16" bis 1/2"


- Light (454g / 16oz.)
- Heavy (908g / 32oz.)

VPE 1.000 Stück

13,15 €
 18,78 €



FÜR WEITERE INFORMATIONEN
 EINFACH QR-CODE SCANNEN



Wilson® 3D

Das beliebte modulare System für über 100 umsetzbare Zahnbewegungen der ersten Behandlungsphase

- einfach umsetzbares Stecksystem mit 12 Modulooptionen
- unabhängig von Diagnose, Behandlungsphilosophie und -technik einsetzbar
- klinisch bewährt und weltweit erfolgreich zur Präventiv-/Frühbehandlung eingesetzt



Sämtliche Komponenten des Wilson® 3D Systems vom Lingual Tube über den Maxillary Bimetric Distalizing Arch, der Quad Helix, dem Omega Adjustable Stop bis hin zur Multi-Action Palatal Appliance – werden mit einem **30%-igen Rabatt** angeboten.



FLI® Twin Brackets

Klinische Effizienz dank innovativem „Flared-Lead-In“-Design und höchster Präzision

- aufgeweitete Sloteingänge für verbesserte Gleitmechanik und weniger Klemm- und Kerbeffekte
- abgeschrägte Slotkanten (Facial Lead-Ins) für schnelle Bogenwechsel und eine erhöhte Effizienz am Stuhl
- 80-Gauge-Gitternetzbasis für zuverlässiges Kleben und Debonding
- präzise gefertigte Bracketflügel für ein einfaches, sicheres Platzieren der Ligatur
- glattes, niedriges Profil für besten Tragekomfort
- Farbmarkierung und permanente ID für erleichterte Identifikation
- Mittenkennzeichnung für ein präzises Positionieren

➤ Erhältlich in den Systemen Roth, MBT™ sowie Ricketts® Original Bioprogressive® – in den Slotgrößen .018" und .022".

VPE 10 Stück
Einzelzahnbrackets OK/UK

31,44 €

44,92 €

1 Fall, VPE 20 Brackets

5–5 OK/UK
(mit/ohne Haken)

62,91 €

89,87 €



Preisliste



RMO-Katalog



FLI® Tubes

Breitgefächerte Bukkalröhrchen-Palette für eine größtmögliche Auswahl

- gefertigt im Metal-Injection-Molding (MIM)-Verfahren
- mit glatten Konturen und niedrigem Profil
- ultra-schlankes Design mit erleichtertem Einführen von Bögen
- mit anatomisch geformten Basen

➤ Erhältlich zum Kleben oder Schweißen, als Single Tube (1./2. Molar OK/UK) oder Double Tube (1. Molar OK/UK) in zahlreichen Systemen (Standard Edgewise, MBT™, Roth, etc.).



VPE 10 Stück

ab 34,30 €

49,- €



FLI® Signature Clear Brackets

Natürliche Ästhetik und zuverlässige Funktionalität, die begeistern

- polykristallines Keramikbracket (99,9 % reines Aluminiumoxid)
- vollständig transparent für herausragende Ästhetik
- abgerundetes, niedriges Design für besten Tragekomfort
- glatte, aufgeweitete Sloteingänge für reduzierte Friktion
- anatomisch gewölbte Basis für perfekte Passung am Zahn
- einfache und sichere Ligation dank Tie-Wings mit großzügigen Unterschnitten
- patentierte Basis im Mushroom-Design für hervorragende mechanische Retention

➤ Erhältlich in den Systemen Roth, MBT™ sowie Ricketts® Original Bioprogressive® – in den Slotgrößen .018" und .022".

VPE 10 Stück
Einzelzahnbrackets OK/UK

75,08 €

107,25 €

1 Fall, VPE 6 Brackets
3–3 OK
(3er mit Haken)

90,09 €

128,70 €

1 Fall, VPE 12 Brackets
3–3 OK/UK
(mit/ohne Haken)

180,18 €

257,40 €

1 Fall, VPE 20 Brackets
5–5 OK/UK
(mit/ohne Haken)

300,30 €

429,- €

Aktion gültig
vom 01. bis 29.02.2024



Synergy®



Synergy R®



Synergy FX®

SYNERGY®
Friction Selection Control® technology

Synergy® / Synergy R® / Synergy FX® Brackets

Beeindruckend vielseitig – für größtmögliche Flexibilität bei der Behandlung

- Dreiflügel-Design für maximale Kontrolle der Zahnbewegungen
- multiple Ligieroptionen
- abgerundete(r) Slotboden/-wände für minimierte Friktion
- reduzierte Klemm- und Kerbeffekte des Bogens
- Torque in der Basis für optimales Ausrichten des Slots bei kürzerer Stuhlzeit
- permanente ID-Markierung für ein präzises Positionieren am Zahn
- zuverlässiges, vorhersagbares Bonding dank zweiteiliger MIM-Gitternetzbasis (80 Gauge)
- R®-Version mit konvertierbarem Slotverschluss
- FX®-Version als Einstück-Design mit integrierter Basis

➤ Erhältlich in zahlreichen Systemen (Roth, Ricketts® Original Bioprogressive®, SWLF®, etc.) – in den Slotgrößen .018" und .022".

VPE 10 Stück
Einzelzahnbrackets OK/UK

34,45 €
~~53,30 €~~

1 Fall, VPE 20 Brackets
5–5 OK/UK
(mit/ohne Haken)

74,87 €
~~106,96 €~~

Für weitere Informationen
einfach den QR-Code scannen



Preisliste



RMO-Katalog
2023 engl.

Sie finden auch alle Dokumente auf
www.dentalline.de

