



## SONDERAKTION ///

# BENEFIT® STARTER-KOMPLETT-SET

für den perfekten Einstieg in die skelettale Verankerung

Es enthält alle wichtigen Module & Instrumente zur Umsetzung einer im anterioren Gaumen (median oder paramedian) verankerten kieferorthopädischen Distalisationsapparatur mithilfe des BENEFIT® Systems.

## BENEFIT® STARTER-KOMPLETT-SET

**median**

(Art.-Nr. 33-55900-M)



**paramedian**

(Art.-Nr. 33-55920-L)



oder

**NUR**  
**749,- €**

statt Listenpreis 1.071,50 €

Das BENEFIT® STARTER-KOMPLETT-SET median bzw. paramedian enthält:

### BENESlider® distal Komplett-Set median

- 1 BENEplate® S mit Draht (Art.-Nr. 33-54409)
- 2 Mobilisatoren (Art.-Nr. 33-54540)
- 2 NiTi-Druckfedern (Art.-Nr. 33-54524)
- 2 BENETube Standard (Art.-Nr. 33-54536)

### BENESlider® distal Komplett-Set paramedian

- 1 BENEplate® S mit Draht (Art.-Nr. 33-54471)
- 2 Mobilisatoren (Art.-Nr. 33-54540)
- 2 NiTi-Druckfedern (Art.-Nr. 33-54524)
- 2 BENETube Standard (Art.-Nr. 33-54536)



### BENEFIT® Instrumenten-Set M

(Art.-Nr. 33-55001)



- 1 Instrumentenbehälter (Art.-Nr. 73-31990)
- 1 Handgriff (Art.-Nr. 33-18236)
- 1 Schraubenhalter (Art.-Nr. 33-18232)
- 1 Eindrehinstrument (Art.-Nr. 33-54512)
- 1 Bohrer (Art.-Nr. 10-67513)
- 1 Verlängerung (Art.-Nr. 33-18244)
- 1 BENEFIT® DIRECT TX Schraubenhalter (Art.-Nr. 33-825-33)

### BENEFIT® KFO-Schrauben + Zubehör



- 2 BENEFIT® KFO-Schrauben **nach Wahl:**  
Ø 2,0 mm x Länge 7 mm (Art.-Nr. ST-33-54207)  
Ø 2,0 mm x Länge 9 mm (Art.-Nr. ST-33-54209)  
Ø 2,0 mm x Länge 11 mm (Art.-Nr. ST-33-54211)  
*(weitere Durchmesser und Längen auf Anfrage)*
- 2 Manipulierimplantate (Art.-Nr. 33-54426)
- 2 Abdruckkappen (Art.-Nr. 33-54410)

### Typodont








- 1 BENEFIT® Modell mit BENESlider® mesial/distal (median) (Art.-Nr. 95-13001-15)
- oder
- 1 BENEFIT® Modell mit BENESlider® mesial/distal (paramedian) (Art.-Nr. 95-13017-15)





# BESTELLSCHEIN /// BENEFIT® STARTER-KOMPLETT-SET

gültig bis 30. Juni 2025

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Listenpreis	Sonderpreis								
<b>BENEFIT® STARTER-KOMPLETT-SET median</b>	<input type="checkbox"/> 33-55900-M	1	1.071,50 €	<b>749,- €</b>								
<b>BENEFIT® STARTER-KOMPLETT-SET paramedian</b>	<input type="checkbox"/> 33-55920-L	1	1.071,50 €	<b>749,- €</b>								
  <b>BENEslider® distal Komplett-Set nach Wahl median oder paramedian</b> bestehend aus:			154,50 €									
BENEplate® S median <b>oder</b> paramedian (12,5 mm) mit Edelstahl-	median 33-54409	1										
Draht Ø 1,1 mm, 12 cm lang, inkl. 2 Fixierschrauben	oder paramedian 33-54471	1										
Mobilisator für Drähte Ø 0,5 bis 1,2 mm	33-54540	2										
NiTi-Druckfeder 240 g	33-54524	2										
BENEtube Standard 6,5 mm	33-54536	2										
 <b>BENEFIT® Instrumenten-Set M</b> bestehend aus:	33-55001	1	499,- €									
Instrumentenbehälter leer	73-31990											
Handgriff für Klingen mit Dentalansatz	33-18236											
Schraubhalter für Miniimplantate	33-18232											
Eindrehinstrument für Abutment-Schraube, 20 mm	33-54512											
Bohrer 1,4 x 33 mm, AT 15 mm, DENTAL, rot	10-67513											
Verlängerung (+16 mm)	33-18244											
BENEFIT® direct Schraubhalter, 28 mm	33-825-33											
 <b>BENEFIT® KFO-Schrauben + Zubehör</b>												
<b>BENEFIT® KFO-Schrauben nach Wahl</b> Ø 2.0 mm x Länge 7 mm, 9 mm <b>oder</b> 11 mm <i>(weitere Durchmesser und Längen auf Anfrage)</i>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Bitte wählen Sie:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7 mm <input type="checkbox"/></td> <td>ST-33-54207-2</td> </tr> <tr> <td>9 mm <input type="checkbox"/></td> <td>ST-33-54209-2</td> </tr> <tr> <td>11 mm <input type="checkbox"/></td> <td>ST-33-54211-2</td> </tr> </tbody> </table>	Bitte wählen Sie:		7 mm <input type="checkbox"/>	ST-33-54207-2	9 mm <input type="checkbox"/>	ST-33-54209-2	11 mm <input type="checkbox"/>	ST-33-54211-2			
Bitte wählen Sie:												
7 mm <input type="checkbox"/>	ST-33-54207-2											
9 mm <input type="checkbox"/>	ST-33-54209-2											
11 mm <input type="checkbox"/>	ST-33-54211-2											
Manipulierimplantate	33-54426	2	38,- €									
Abdruckkappen	33-54410	2	24,- €									
 <b>Typodont / BENEFIT® Modell mit BENEslider®</b> mesial/distal (median)	95-13001-15	1	230,- €									
<b>oder</b> <b>Typodont / BENEFIT® Modell mit BENEslider®</b> mesial/distal (paramedian)	95-13017-15	1	230,- €									