FlashMax P4 Ortho Pro kabellos

CMS Dental
Our Innovation Your Success

Hochleistungs-LED-Polymerisationslampe



Speziell für die Anwendung in der Kieferorthopädie entwickelt, bietet diese LED-Polymerisationslampe alles, was es für ein schnelles wie komfortables Aushärten braucht. Durch beidseits identische Bedientasten und eine verstellbare Lichtspitze werden dabei ein stets idealer Winkel sowie optimaler Zugang des Seitenzahnbereichs erreicht. Dank ihres ergonomischen leichtgewichtigen Designs und der beeindruckenden Leistungsstärke wird effizientes Arbeiten ermöglicht, wobei mit nur einer Akkuladung über 200 Aushärtezyklen realisiert werden können.

Die Vorteile auf einen Blick

- kabellos für maximale Flexibilität
- leistungsstark bei komfortablem Handling
- hohe Effizienz dank kurzer Aushärtezeiten
- erzeugt wenig Wärme, ohne Leistung einzubüßen
- um ±15° verstellbare Lichtspitze für optimalen Zugang distaler Bereiche
- 8 mm-Lichtspitze ideal für den Einsatz mit Multibracketapparaturen
- beidseits identische Bedientasten für idealen Winkel
- lange Akku-Lebensdauer, rasches Wiederaufladen
- über 200 Aushärtezyklen mit nur einer Akkuladung
- Lieferumfang:
  - FlashMax P4 Ortho Pro Handstück
  - Halter mit Ladefunktion
  - 10 Lichtspiegel-Aufsätze (Blunt Tips) Ø 4 mm
  - 10 Lichtspiegel-Aufsätze (Blunt Tips) Ø 8 mm
  - aufsteckbares Schutzschild
  - 10 Einweg-Hygiene-Schutzhüllen geschlossen

Der Lieferumfang enthält keinen EU-Netzstecker (J02131), dieser muss hinzubestellt werden.

Technische Daten:

Lichtleistung:	6000 mW/cm²
Wellenlänge:	440–480 nm
Stromversorgung:	100–240 VAC, 50/60 Hz (Eingang), 5 VDC, 1.0 A (Ausgang)
Maße / Gewicht:	225 mm x 25 mm, 120 g
Batterie:	LiFePO4 (3,2 V, 1200 mA), Ladezeit: 2,5 Stunden
Aushärtemodi:	1s / 3s
Betriebsarten:	3 Programme:

manuell — 1 Sek. / 2 Sek.
3 Sek. / 5 Sek.

Doppel-Tip — 2 x 1 Sek. / 2 Sek. mit 0,5 Sek. Pause
2 x 3 Sek. / 5 Sek. mit 0,5 Sek. Pause

schnelle Automatik-Funktion — 1 Sek. / 2 Sek. mit 0,5 Sek. Pause dazwischen
3 Sek. / 5 Sek. mit 0,5 Sek. Pause dazwischen

Der Dauerhärtungsmodus (3 oder 5 Sekunden mit 0,5 Sek. Pause) eignet sich ideal für das direkte/indirekte Bonding.

dentalline GmbH & Co. KG Tel.: +49 7231 9781-0 | Fax: +49 7231 9781-15 | info@dentalline.de | dentalline.de
Der Nachdruck (auch auszugsweise) ist ohne ausdrückliche Erlaubnis untersagt. Alle Angaben ohne Gewähr.

XD 072603

Weitere Informationen / Zubehör

Beschreibung	VPE	Art.-Nr.
Einweg-Lichtspiegel-Aufsätze (Blunt-Tips Ø 4 mm)	50	J02121
Einweg-Lichtspiegel-Aufsätze (Blunt-Tips Ø 8 mm)	50	J02122
Einweg-Schutzhüllen (Pen Cover)	10	J02123
Schutzschild	1	J02124
aufsteckbares Schutzschild	1	J02125
Einweg-Hygiene-Schutzhüllen	250	J02126
EU-Stromstecker	1	J02131



Der Nachdruck (auch auszugsweise) ist ohne ausdrückliche Erlaubnis untersagt. Alle Angaben ohne Gewähr.

XD 072603